

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Rap1Aポリクローナ抗体 - P62834

商品番号: CM0016760



前書き

KOバリデーション済みの抗Rap1Aウサギポリクローナ抗体は、WB、IHC-

P、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットのRap1Aを検出します。Ras拮抗作用、神経突起伸長、および血管生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Rap1A Rabbit pAb
備考/別名	RAP1; C21KG; G-22K; KREV1; KREV-1; SMGP21; 1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5906
GeneID	5906
免疫原	ヒトRap1A (NP_002875.1) のアミノ酸39-138以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62834
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋