

Anti-Rap1A + Rap1B モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P61224 / P62834

商品番号: CM0012738



前書き

ヒトRAP1AおよびRAP1Bを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みです。内皮細胞の極性および血管腔形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAP1A + RAP1B Rabbit mAb
備考/別名	K-REV, RAL1B, RAP1A + RAP1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5906 (RAP1A) / 5908 (RAP1B)
免疫原	ヒトRAP1A + RAP1B (P61224) のアミノ酸70-150領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61224 / P62834
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ