

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rap1Bウサギポリクローナル抗体 - P61224

商品番号: CM0019954



前書き

RAP1B（Ras関連タンパク質Rap-1b）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。内皮細胞極性、血管生物学、GTPaseシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAP1B ウサギpAb
備考／別名	RAP1B; K-REV; RAL1B; Ras関連タンパク質Rap-1b
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5908
免疫原	ヒトRAP1B（NP_056461.1）のアミノ酸81～181内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61224
タンパク質分子量	15kDa/16kDa/18kDa/20kDa
輸送	保冷バッグ