

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rap1Gap ウサギモノクローナル抗体 - P47736

商品番号: CM0010878



前書き

Rap-1Aに対するゴルジ膜GTPase活性化タンパク質であるウサギモノクローナル抗Rap1GAP抗体（P47736）です。用途：WB、IF/ICC、ELISA。交差反応性：ヒト、マウス、ラット。Rap1シグナル伝達や細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rap1GAP ウサギmAb
備考／別名	RAPGAP; RAP1GAI; RAP1GAP1; RAP1GAPII; Rap1GAP
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	5909
GeneID	5909
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47736
タンパク質分子量	73kDa
発送方法	保冷剤