


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rapgef1（C3G/Grf2）ポリクローナル抗体 - Q13905

商品番号: CM0022436



前書き

ヒトRAPGEF1/C3G（Q13905）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの検証済み。
ヒト、マウス、ラット試料における細胞接着、RAS活性化、神経突起伸長の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAPGEF1 ウサギpAb
備考／別名	C3G; GRF2; RAPGEF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2889
GeneID	2889
免疫原	ヒトRAPGEF1（NP_941372.1）のアミノ酸844～1095に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13905
タンパク質分子量	121kDa
輸送	保冷剤