

Anti-Raph1 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q70E73

商品番号: CM0015576



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みのAnti-

RAPH1ポリクローナル抗体。CamelBioのこのIVD原材料を使用して、ラメリポジアのダイナミクスと細胞接着機構を調査してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAPH1 Rabbit pAb
備考/別名	LPD; RMO1; PREL2; PREL-2; ALS2; ALS2CR18; RaIGDS/AF-6; RAPH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65059
GeneID	65059
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRAPH1 (NP_998754.1) のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q70E73
タンパク質分子量	135kDa
配送	アイスパック