

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Rapsn ポリクローナル抗体 - Q13702

商品番号: CM0028661

前書き

ヒトRAPSNに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内因性RAPSNレベルを検出します。神経筋接合部研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAPSN ウサギ pAb
備考/別名	FADS; CMS11; CMS4C; FADS2; RAPSYN; RNF205; RAPSN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5913
免疫原	ヒトRAPSNのアミノ酸1-353に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_116034.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13702
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ