

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Raptorウサギポリクローナル抗体 - Q8N122

商品番号: CM0023567



前書き

mTORC1の主要コンポーネントであるRaptor (RPTOR) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、細胞増殖、栄養シグナル伝達、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Raptor Rabbit pAb
備考/別名	KOG1; Mip1; Raptor
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57521
遺伝子ID	57521
免疫原	ヒトRPTOR (NP_065812.1) のアミノ酸888～1013番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N122
タンパク質分子量	149kDa
発送方法	保冷剤同梱