


抗Rarαウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P10276

商品番号: CM0003043



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質抗RARαウサギモノクローナル抗体です。遺伝子制御に関わるレチノイン酸受容体であるヒト、マウス、ラットのRARα（51 kDa）を認識します。研究および診断法開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RARα ウサギmAb
別名	RAR; NR1B1; RARalpha; RARα
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5914
GeneID	5914
免疫原	合成ペプチド ヒトRARα（P10276）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10276
タンパク質分子量	51kDa
発送	氷袋