


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Rarαウサギポリクローナル抗体 - P10276

商品番号: CM0014517



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのウサギ抗RARαポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写、発生、炎症に関与する核内受容体であるレチノイン酸受容体α（P10276）を標的とします。シグナル伝達およびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RARαウサギpAb
備考／別名	RAR; NR1B1; RARalpha; RARα
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5914
免疫原	ヒトRARα（NP_001019980.1）のアミノ酸1〜457に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10276
タンパク質分子量	51 kDa
輸送	保冷バッグ