

Wb、Elisa用 抗Rargラビットモノクローナル抗体 - P13631

商品番号: CM0004906



前書き

ヒトRARGに対するラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRARGと交差反応します。レチノイン酸シグナル伝達および遺伝子制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RARG Rabbit mAb
備考/別名	RARC; NR1B3; RARgamma; RARG
種	ヒト
遺伝子ID	5916
免疫原	ヒトRARG (NP_000957.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13631
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋