


Wb、Elisa用 抗Rargウサギポリクローナル抗体 - P13631

商品番号: CM0030722



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗RARGウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRAR γ を認識。レチノイン酸シグナリング、遺伝子調節、発生生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RARG ウサギ pAb
備考/別名	RARC; NR1B3; RARgamma; RARG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5916
GeneID	5916
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRARG (NP_000957.1) のアミノ酸168-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13631
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ