

Anti-Rarres2 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa用） - Q99969

商品番号: CM0030954



前書き

ヒトRARRES2（ケメリン/TIG2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウスと交差反応します。代謝、炎症、および肥満の研究におけるアディポカイン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RARRES2 Rabbit pAb
備考/別名	TIG2; HP10433; RARRES2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5919
GeneID	5919
免疫原	ヒトRARRES2 (NP_002880.1) のアミノ酸17-163に相当するアミノ酸配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99969
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ