


抗Rarsウサギモノクローナル抗体 Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用途 - P54136

商品番号: CM0009724



前書き

ヒトRARS（アルギニルトRNA合成酵素）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。タンパク質合成や炎症性サイトカイン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RARS ウサギmAb
別名/略称	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5917
遺伝子ID	5917
免疫原	ヒトRARS (NP_002878.2) のアミノ酸1〜300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54136
タンパク質分子量	75kDa
輸送方法	保冷剤