


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rars ウサギ ポリクローナル抗体 - P54136

商品番号: CM0031035



前書き

ヒト RARS

(ArgRS)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性があります。タンパク質合成およびアミノアシルtRNA合成酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RARS ウサギ pAb
備考/別名	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5917
GeneID	5917
免疫原	ヒト RARS (NP_002878.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54136
タンパク質分子量	75kDa
配送	保冷バッグ