

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Rar β モノクローナル抗体 - P10826

商品番号: CM0005138



前書き

ヒトRAR β （レチノイン酸受容体ベータ）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。レチノイン酸シグナル伝達および核内受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAR β Rabbit mAb
備考/別名	HAP; RRB2; NR1B2; MCOPS12; RARbeta; RARbeta1; RAR β
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5915
GeneID	5915
免疫原	ヒトRAR β (NP_000956.2) のアミノ酸350-455領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10826
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ