


Wb、Elisa用抗Rasa1モノクローナル抗体 - P20936

商品番号: CM0009035



前書き

WBおよびELISA用のヒトRASA1 (Ras GTPase活性化タンパク質1、p120GAP) に対するウサギモノクローナル抗体。マウスと交差反応します。Rasシグナル伝達研究に最適です。標的分子量は約116 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASA1 ウサギmAb
備考 / 別名	GAP, PKWS, RASA, p120, CMAVM, CM-AVM, CMAVM1, RASGAP, p120GAP, p120RASGAP, RASA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5921
GeneID	5921
免疫原	ヒトRASA1 (P20936) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20936
タンパク質分子量	116kDa
発送方法	氷袋