

Wb・Elisa用抗Rasal1ウサギポリクローナル抗体 - O95294

商品番号: CM0023298

前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISAで検証済みの抗RASAL1ウサギポリクローナル抗体です。樹状突起形成およびcAMPシグナル伝達に関与するRasGAP阻害制御因子である、ヒト、マウス、ラットのRASAL1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASAL1 Rabbit pAb
別名	RASAL; RASAL1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8437
遺伝子ID	8437
免疫原	ヒト RASAL1 (NP_004649.2) のアミノ酸120～340番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	O95294
タンパク質分子量	90kDa
発送方法	氷袋梱包