

Wb・Elisa用抗Rasal2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ujf2

商品番号: CM0016708

前書き

WB、ELISAで検証済みの抗RASAL2ウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびラットと交差反応性を示します。Ras-サイクリックAMP経路の抑制制御因子であるRASAL2を標的としています。ウサギ由来の研究用試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASAL2 Rabbit pAb
備考／別名	NGAP; RASAL2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9462
GeneID	9462
免疫原	組換えタンパク質 ヒト RASAL2 (NP_733793.2) のアミノ酸750～1040番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q9UJF2
タンパク質分子量	129kDa
輸送方法	保冷剤