

Wb、Elisa用 抗Rasd1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y272

商品番号: CM0015898

前書き

ヒトおよびマウスにおけるWBおよびELISA用に検証済みの抗RASD1ウサギポリクローナル抗体。転写調節に関与する小GTPaseである、デキサメタゾン誘導性Ras関連タンパク質1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASD1 ウサギ pAb
備考/別名	AGS1; DEXRASI; MGC:26290; RASD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51655
GeneID	51655
免疫原	ヒトRASD1 (NP_057168.1) のアミノ酸132-281に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y272
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ