

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rasgrp1 ポリクローナル抗体 - O95267

商品番号: CM0018243



前書き

ヒトRASGRP1に対するウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。免疫細胞発育におけるRasシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASGRP1 ウサギ pAb
備考/別名	IMD64; RASGRP; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII; RASGRP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10125
GeneID	10125
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRASGRP1 (NP_005730.2) のアミノ酸598-797に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95267
タンパク質分子量	90kDa
発送	保冷バッグ