

Anti-Rasgrp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用途） - Q9Z1S3

商品番号: CM0028649

前書き

RASGRP1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAに対応しています。ヒトおよびマウスのRASGRP1（約90 kDa）を検出します。Rasシグナル伝達、T/B細胞の発生、腫瘍発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASGRP1 Rabbit pAb
別名	Rasgrp; calDAG-GEFII
免疫原由来種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	10125
遺伝子ID	19419
免疫原	マウスRASGRP1（NP_035376.1）のアミノ酸678～795番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q9Z1S3
タンパク質分子量	90kDa
輸送方法	保冷剤梱包