


Anti-Rasip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q5U651

商品番号: CM0024210



前書き

RASIP1（内皮細胞におけるGTPaseシグナリングの重要な制御因子）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。分子量約103 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASIP1 Rabbit pAb
備考/別名	RAIN; RASIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54922
GeneID	54922
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRASIP1 (Q5U651) のアミノ酸635-785に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5U651
タンパク質分子量	103kDa
配送	氷袋