


Anti-Rassf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Ns23

商品番号: CM0017055



前書き

ヒトRASSF1（UniProt Q9NS23）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。腫瘍抑制因子研究、細胞周期・アポトーシス研究に適しており、ヒトおよびマウスと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	RASSF1 ウサギ pAb
別名	123F2; RDA32; NORE2A; RASSF1A; REH3P21; RASSF1
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	11186
GeneID	11186
免疫原	ヒトRASSF1（NP_009113.3）のアミノ酸101～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NS23
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋