

Wb、Elisa用 Anti-Rassf4 ポリクローナル抗体 - Q9H2L5

商品番号: CM0016607

前書き

潜在的な腫瘍抑制因子およびKRASエフェクターであるRASSF4を、このウサギポリクローナル抗体で検証します。WBおよびELISAに適し、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシスおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASSF4 ウサギ pAb
備考/別名	AD037; RASSF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83937
GeneID	83937
免疫原	ヒトRASSF4 (NP_114412.2) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2L5
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ