

抗Rassf5ポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q8Www0

商品番号: CM0031087



前書き

RASSF5ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシスやリンパ球接着に関与する腫瘍抑制因子NORE1/RAPL（47 kDa）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASSF5 ウサギpAb
別名	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83593
GeneID	83593
免疫原	ヒトRASSF5 (NP_872606.1) のアミノ酸1～265番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WWW0
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋