

Anti-Rassf6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Ztq3

商品番号: CM0029062

前書き

RASSF6を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。アポトーシスおよび腫瘍生物学の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Anti-RASSF6 Rabbit pAb
備考/別名	RASSF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	166824
GeneID	166824
免疫原	ヒトRASSF6 (NP_001257320.1) のアミノ酸1-303に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q6ZTQ3
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスパック