

抗ラットC反応性タンパク質/Crp ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P48199

商品番号: CM0020688

前書き

ラットC反応性タンパク質（CRP）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。組換え融合タンパク質免疫原（aa 20-230）。ラットCRP（Swiss-Prot P48199）を認識。宿主防御および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Rat C-Reactive Protein/CRP Rabbit pAb
備考/別名	Aa1249; Ac1262; Ab1-341; Ab2-196; Ac1-114; Ac2-069; Ba2-693; Rat C-Reactive Protein/CRP
種	ラット
遺伝子ID	25419
免疫原	組換えタンパク質 ラットC反応性タンパク質/CRP（NP_058792.1）のアミノ酸20-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P48199
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ