

WbおよびElisa用Anti-Rav1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Zwm9

商品番号: CM0020576



前書き

シロイヌナズナRAV1転写因子を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。エチレンシグナル伝達と成長調節に関与する39 kDaの核タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAV1ウサギpAb
備考／別名	AtRAV1; EDF4; ETHYLENE RESPONSE DNA BINDING FACTOR 4; related to ABI3/VP1 1; T6J4.2; T6J4_2; RAV1
生物種	シロイヌナズナ
遺伝子ID	837886
免疫原	シロイヌナズナRAV1（NP_172784.1）のアミノ酸245～344内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
SWISS	Q9ZWM9
タンパク質分子量	39kDa
配送	保冷バッグ