


Ihc-PおよびElisa用 抗Rbモノクローナル抗体 - P06400

商品番号: CM0004049



前書き

ヒトレチノブラストーマタンパク質（RB/pRb）に対する高品質ウサギモノクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済み。がん研究、細胞周期研究、診断薬開発、ターゲット検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RB ウサギ mAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5925
GeneID	5925
免疫原	ヒトRB（NP_000312.2）のアミノ酸701-928に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
発送方法	保冷バッグ