


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rbポリクローナル抗体 - P06400

商品番号: CM0021984



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのヒトRB（P06400）ウサギポリクローナル抗体。組換え免疫原（aa 701-928）により、全長約106 kDaの網膜芽細胞腫タンパク質を検出します。細胞周期、腫瘍生物学、宿主・ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RBウサギpAb
備考／別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5925
免疫原	ヒトRB（NP_000312.2）のアミノ酸701-928に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106 kDa
輸送	保冷剤