


Anti-Rb Rabbit Mab For Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P06400

商品番号: CM0008503



前書き

ヒト網膜芽細胞腫関連タンパク質（RB1/pRb）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IHC-P、ELISAに対応。細胞周期、がん、クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RB Rabbit mAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5925
遺伝子ID	5925
免疫原	組換えタンパク質（ヒトRBのアミノ酸701-928に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 - NP_000312.2）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
配送	アイスパック