


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Rbap46/Rbbp7ウサギモノクローナル抗体 - Q16576

商品番号: CM0006609



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのRbAp46/RBBP7ウサギmAb。ヒト、マウス、ラットと反応します。クロマチンリモデリング複合体のサブユニットであるヒストン結合タンパク質RBBP7を標的とします。エピジェネティクスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RbAp46/RBBP7ウサギmAb
備考／別名	RbAp46; RbAp46/RBBP7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5931
遺伝子ID	5931
免疫原	ヒトRbAp46/RBBP7 (NP_002884.1) のアミノ酸1〜230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16576
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ