

Anti-Rbap46/Rbbp7 Rabbit Polyclonal Antibody - Q16576

商品番号: CM0017684



前書き

ヒトRbAp46/RBBP7ヒストン結合タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIPで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RbAp46/RBBP7 Rabbit pAb
備考/別名	RbAp46; RbAp46/RBBP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5931
免疫原	ヒトRbAp46/RBBP7 (NP_002884.1) のアミノ酸1-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16576
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ