

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rbbp4モノクローナル抗体 - Q09028

商品番号: CM0005504



前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISA用のヒトRBBP4（NURF55、RBAP48）に対するウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。研究用途のIVDコンポーネントです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBBP4 ウサギmAb
備考 / 別名	NURF55; RBAP48; lin-53; RBBP4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5928
遺伝子ID	5928
免疫原	ヒトRBBP4 (NP_005601.1) のアミノ酸1-100番に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q09028
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤