

Wb、Elisa、Chip用Anti-Rbbp4ポリクローナル抗体 - Q09028

商品番号: CM0016578



前書き

ヒトRBBP4 (NURF55/RBAP48)
を標的とする検証済みのウサギポリクローナル抗体。
RBBP4は、クロマチンリモデリングに関与するヒストン結合タンパク質です。WB、ELISA、ChIPに適しています。エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] RBBP4 Rabbit pAb
備考/別名	NURF55; RBAP48; lin-53; P4
種	ヒト
GeneID	5928
免疫原	ヒトRBBP4 (NP_005601.1) のアミノ酸1-425に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト
SWISS	Q09028
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ