

Wb、Elisa用 Anti-Rbbp6 ポリクローナル抗体 - Q7Z6E9

商品番号: CM0023669



前書き

ヒトRBBP6（E3ユビキチン-
プロテインリガーゼ）を標的とするウサギポリクロー
ナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスお
よびラットでの交差反応性あり。p53制御、DNA複製
、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBBP6 ウサギ pAb
備考/別名	PACT; MY038; P2P-R; RBQ-1; SNAMA; RBBP6
種	ヒト
遺伝子ID	5930
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z6E9
タンパク質分子量	202kDa
輸送	水袋