

Anti-Rbbp8 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q99708

商品番号: CM0014671



前書き

ヒトRBBP8 (CtIP)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。DNA修復、細胞周期、および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBBP8 Rabbit pAb
備考/別名	RIM; COM1; CTIP; JWDS; SAE2; JAWAD; SCKL2; RBBP8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5932
GeneID	5932
免疫原	ヒトRBBP8 (NP_002885.1) のアミノ酸648-897に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q99708
タンパク質分子量	102kDa
配送	アイスパック