


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Rbbp9 ポリクローナル抗体 - O75884

商品番号: CM0028014



前書き

RBBP9 Rabbit

pAbは、セリンヒドロラーゼRBBP9を標的とするポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットサンプルでのWB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。がん研究やTGF-βシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBBP9 Rabbit pAb
備考/別名	BOG; RBBP10; RBBP9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10741
免疫原	ヒトRBBP9 (NP_006597.2) のアミノ酸1-186に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75884
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ