

Anti-Rbck1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bym8

商品番号: CM0022058



前書き

ヒトRBCK1 (HOIL-1)
を標的とするポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。NF-
κBシグナル伝達、ユビキチン化、および炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBCK1 Rabbit pAb
備考/別名	XAP3; XAP4; HOIL1; PBME1; PGBM1; RBCK2; RNF54; HOIL-1; ZRANB4; C20orf18; UBCE7IP3; RBCK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10616
遺伝子ID	10616
免疫原	ヒトRBCK1 (NP_112506.2) のアミノ酸60-192に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9BYM8
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋