

WbおよびElisa用 抗Rbm11 ウサギポリクローナル抗体 - P57052

商品番号: CM0016588



前書き

ヒトRBM11を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。選択的スプライシング研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM11 ウサギ pAb
備考/別名	RBM11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54033
GeneID	54033
免疫原	ヒトRBM11 (NP_658983.3) のアミノ酸1-281に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P57052
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ