


Wb、Elisa用抗Rbm14ポリクローナル抗体 - Q96Pk6

商品番号: CM0029353



前書き

ヒトRBM14に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写および中心体制御におけるRNA結合タンパク質14の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM14 ウサギ pAb
備考／別名	SIP; COAA; PSP2; SYTIP1; TMEM137; RBM14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10432
遺伝子ID	10432
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRBM14 (NP_006319.1) のアミノ酸110～220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PK6
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	保冷剤