


Anti-Rbm14ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96Pk6

商品番号: CM0013255



前書き

RBM14 Rabbit pAbは、ヒトRBM14（アミノ酸110-220）を免疫原として作製したポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと反応性を示します。転写調節、セントロオール生物学、自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM14 Rabbit pAb
備考/別名	SIP; COAA; PSP2; SYTIPI; TMEM137; RBM14
種	ヒト
遺伝子ID	10432
免疫原	ヒトRBM14（NP_006319.1）のアミノ酸110-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PK6
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスパック