

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Rbm15 ポリクローナル抗体 - Q96T37

商品番号: CM0026934



前書き

RBM15 ウサギ

ポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのRBM15 (107 kDa) を検出し、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。m6Aメチル化、X染色体不活化、造血分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM15 ウサギ pAb
備考/別名	OTT; OTT1; SPEN; RBM15
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64783
遺伝子ID	64783
免疫原	組換えタンパク質[ヒトRBM15 (NP_001188474.1) のアミノ酸530-780に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96T37
タンパク質分子量	107kDa
輸送	氷袋