

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Rbm15Bウサギポリクローナル抗体 - Q8Ndt2

商品番号: CM0027862

前書き

ヒトRBM15B（推定RNA結合タンパク質15B、OTT3）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。m6Aメチル化およびRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM15B ウサギ pAb
備考/別名	OTT3; HsOTT3; HUMAGCGB; RBM15B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29890
GeneID	29890
免疫原	ヒトRBM15B（NP_037418.3）のアミノ酸540-720に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NDT2
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ