


抗Rbm17ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q96I25

商品番号: CM0030293



前書き

組換えヒトRBM17（SPF45）を免疫原として作製されたウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。mRNAスプライシング調節に関与する分子量45 kDaの核内スプライシング因子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM17 Rabbit pAb
別名	SPF45; RBM17
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84991
遺伝子ID	84991
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRBM17（NP_116294.1）のアミノ酸1-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96I25
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤同梱