


抗Rbm19ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q9Y4C8

商品番号: CM0019475



前書き

ヒトRBM19を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。胚発生、RNA結合メカニズム、腸腫瘍の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RBM19 ウサギpAb
別名	Mrd1; RBM19
対象種	ヒト
GeneID	9904 (ヒト)
免疫原	ヒトRBM19 (NP_057280.2) のアミノ酸759-960に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y4C8
タンパク質分子量	107kDa
輸送方法	保冷剤