

Anti-Rbm22ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Nw64

商品番号: CM0016180



前書き

ヒトRBM22（Cwc2、ZC3H16、fSAP47）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。スプライソソームおよびpre-mRNAスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM22 Rabbit pAb
備考/別名	Cwc2; ZC3H16; fSAP47; RBM22
種	ヒト
遺伝子ID	55696 (human)
免疫原	ヒトRBM22 (NP_060517.1) のアミノ酸1-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
Atlas/Swiss-Prot	Q9NW64
タンパク質分子量	47kDa
配送条件	氷袋