

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rbm25 ポリクローナル抗体 - P49756

商品番号: CM0018241



前書き

RNA結合タンパク質25（RBM25）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み；ヒトおよびマウスと反応します。RBM25はBC L2L1アイソフォーム調節を介して選択的スプライシングとアポトーシスを制御します - P49756

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM25 Rabbit pAb
備考/別名	S164; NET52; RNPC7; Snu71; RED120; fSAP94; RBM25
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58517
GeneID	58517
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49756
タンパク質分子量	100kDa
配送	氷袋