

WbおよびElisa用抗Rbm26ウサギポリクローナル抗体 - Q5T8P6

商品番号: CM0017760

前書き

RBM26を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトRBM26を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。RNA結合タンパク質研究や核内pA+ RNAターンオーバー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM26 Rabbit pAb
備考／別名	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64062
遺伝子ID	64062
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q5T8P6
タンパク質分子量	114kDa
発送	氷袋